

Boite de 100 gants GANAX-U nitriles à usage

Gants à usage unique - 100% nitrile - 240 mm de long - 0,12 mm d'épaisseur

TOUS TYPES
PHYTOS



Taille	Ref
6	GANAXU6
7	GANAXU7
8	GANAXU8
9	GANAXU9
10	GANAXU10
11	GANAXU11

Description

Gant à usage unique en nitrile, sans poudre, haute performance. Double certification (industriel et médical), extrêmement solide et plus résistant aux produits chimiques et aux perforations que les gants usage unique en nitrile ordinaires

Points forts

- > 100 % nitrile de qualité supérieure
- > Épaisseur de la paume 0,12mm (5 mil)
- > Haute résistance à la pénétration et aux projections de nombreux produits chimiques
- > Chloré à l'intérieur pour offrir plus de confort et réduire les frottements lors de l'enfilage
- > Sans poudre, sans latex, non stérile, NQA 1,5
- > Approuvé pour la manipulation des aliments
- > Double marquage: EPI et médical
- > Conforme au dispositif médical (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455
- > Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes du nitrile

Champs d'applications



Intervention sur le système de pulvérisation en plein champ




Débouchage de buses



Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte des PPNU.

CERTIFICATION



MATERIALS	LINER:	Nitrile
	COATING:	-
COLOUR	Vert	
LENGTH (mm)	240 mm	
CUFF STYLE	Bord roulé	

INFORMATIONS DE COMMANDE

SIZE	CODE	PACKAGING
5½-6/XS		100 unités par boîte
6½-7/S		
7½-8/M		
8½-9/L		10 boîtes par carton
9½-10/XL		
10½-11/XXL		

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- **UTILISATION** : gant à usage unique. Ne convient pas pour la protection thermique, électrique, chimique lourde. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement s'il y a un risque de happement
- **STOCKAGE** : stocker au sec dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil
- **NETTOYAGE** : pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. Remarque : les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats présentés. Inspectez les gants pour vous assurer qu'aucun dommage n'est présent.
- **DURÉE DE VIE** : la durée de vie dépend de l'application du gant et ne peut donc pas être spécifiée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage auquel il est destiné

LÉGENDES DE LA CERTIFICATION



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
EN 388:2016 NIVEAUX DE PERFORMANCE*

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P
 Résistance à l'abrasion
 Résistance à la coupure lame circulaire
 Résistance à la déchirure
 Résistance à la perforation
 Résistance à la coupure lame droite (EN ISO : 13997)
 Résistance aux impacts

*Si les essais n'ont pas été effectués ou ne sont pas applicables, la mention « X » remplace le chiffre ou la lettre.



PROTECTION CONTRE LES
MICRO-ORGANISMES EN 374-5
VIRUS = Le gant est conforme à la norme
ISO 16604 : 2004 (méthode B)



DIRECTIVE RELATIVE AU
CONTACT ALIMENTAIRE
2002 / 72 CE



RÉSISTANCE À LA PERMÉATION CHIMIQUE - EN ISO 374:2016

CODE	PRODUIT CHIMIQUE	CODE	INDUSTRIE CHIMIQUE	TYPE DE GANTS	TEMPS DE PERCEE
A	Méthanol	J	n-Heptane	A	≥ 30 min pour au moins 6 produits chimiques
B	Acétone	K	Hydroxyde de sodium 40 %		
C	Acétonitrile	L	Acide sulfurique 96%	B	≥ 30 min pour au moins 3 produits chimiques
D	Dichlorométhane	M	Acide nitrique 65%		
E	Disulfure de carbone	N	Acide acétique 99%	C	≥ 10 min pour au moins 1 produit chimique
F	Toluène	O	Hydroxyde d'ammonium 25%		
G	Diéthylamine	P	Peroxyde d'hydrogène 30%		
H	Tétrahydrofurane	S	Acide fluorhydrique 40%		
I	Acétate d'éthyle	T	Formaldéhyde 37%		